

STYLIFT

スタイリフト



メーカー希望小売価格
176,000円(税抜 160,000円)

セット内容



- 本体
- 接続コード<1.15m・黒> 1本
- 接続コード<1.15m・灰> 1本
- 充電ACアダプター 1個
- アクセルガード<L・50x90mm・4枚> 1袋
- アクセルガード<M・50x50mm・4枚> 1袋
- ポーチ 1個

*リチウムイオン充電電池
*工場出荷時:本体にセット済み
*取扱説明書

仕様

定格入力電圧	DC12V(付属の充電 AC アダプター<入力 AC100V>) DC7.4V(リチウムイオン充電電池)
定格消費電力	約 79VA(最大出力時)
搬送周波数	5000Hz(max)
出力レベル	1~90レベル
タイマー	15 / 30分
本体サイズ	縦 154× 横 83× 厚さ 30(mm)
重量	約 260g(リチウムイオン充電電池含む)



危険

下記のような医用電気機器との併用は、誤作動をまねく恐れがありますので使用しないでください。

- 1) ペースメーカー等の体内植込み型医用電気機器
- 2) 人工心肺等の生命維持用医用電気機器
- 3) 心電計等の装着形医用電気機器

スタイリフトで、わたしを、デザイン。

STYLIFT

家庭用EMS マシン スタイリフト



ITO Sports Project

物理療法機器メーカーのパイオニアとして、
アスリートの活躍を応援しています。



イトスポーツプロジェクト

<https://ito-sports-project.com/>

国際規格 ISO 認証取得

医療機器品質マネジメントシステム ISO 13485、
環境マネジメントシステム ISO 14001 の認証を
取得し、自社の筑波工場において常に高品質で信
頼性の高い製品を製造しています。



筑波工場

お問い合わせ

発売元

 **伊藤超短波株式会社**

〒332-0017 埼玉県川口市栄町 3-1-8
TEL.048-254-1019 (お客様センター)
<https://www.itolator.co.jp/>

注) このカタログに掲載の記事、写真の無断転載を禁じます。全ての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
デザイン、仕様は改善のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

A0c000463-2306 Q2307DL

本カタログの記載内容は、2023年7月現在のものです。

理想のボディを、くつろぎながら、手にしてください。

Arm

うで

Waist

ウエスト

Thigh

太もも

Hip

ヒップ

ムリせずラクラク、
気になるところ、
トレーニングしませんか。




5000ヘルツのEMSと 回転刺激で、ボディをシェイプ。

美しいウエストを手に入れたい。気になるところをシェイプしたい。でも、運動を続けるのは大変。そんな方におすすめしたいのがスタイリフトです。テレビを見ながら、家事をしながら、歩きながら、くつろぎながら…、気になるところに5000ヘルツのEMS電流を流すことで、筋肉を実際に運動したように刺激し、継続的に使用することで理想のボディラインへ近づけることができます。さらに回転刺激でエステのような心地良さを得られます。


ソフトな体感で インナーマッスル(深層筋)も刺激

5000ヘルツで痛くないEMSを実現。脂肪の奥にあるインナーマッスル(深層筋)までしっかり刺激し、カラダのコアからシェイプできます。



プロ仕様EMSのノウハウ サイクロンモード搭載

エステサロンでも人気の回転刺激によりピンポイントでお腹をトレーニングします。



選べる3つのコースで思いのままに。

上級者向けや、リフレッシュしたいときなど、レベルや目的に合わせてお選びいただけます。

ソフトな刺激のトレーニング
5000ヘルツの刺激で、インナーマッスルをトレーニング。


上級者向けのエキスパート
トレーニングコースを3時間以上使用すると選択可能になるコース。

リフレッシュにおまかせコース
肩・ふくらはぎ・足裏などをケアしたいときにおすすめ。



操作が簡単なカラー液晶＋タッチパネル。

部位・タイマー設定などの操作はカラー液晶のタッチパネルで簡単・快適に行えます。



▶ スタイリフトのトリートメント方法を動画で分かりやすくご紹介しています。
<https://www.youtube.com/watch?v=wn5-Vcxch5Y>

